

# KERN 347-08

**KERN**

Peso individual, Classe OIML M1, 200 g, Botão, aço inox virado fino



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	200 g
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,3125
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	25
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	10 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	4000
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	140

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	28×48,5 mm
Material	aço inox virado fino
Tipo de ajuste	Câmara de ajuste - Selo

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-638
--	---------

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	28×28×48 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,2 kg

## Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-080-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-080-600
Estojo - madeira Número do artigo	337-080-200

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761008755
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

