

# KERN 347-080-400

**KERN**

Étui en plastique pour poids individuels (Bouton/compact, 200 g)



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en plastique

## Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	F1 - M3
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	200 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

## Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	31×56 mm
Matériau	plastiques
Étui - Plus petit poids possible	200 g
Étui - Poids le plus élevé possible	200 g

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	31×31×56 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

## Pictogrammes

STANDARD

