

Productbrochure

07.08.2026

KERN 347-09

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 500 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-245	Pincet 315-245 (edelstaal 250 mm)
317-090-600	Aluminium gewichtsetui 317-090-600 (voor nominale waarden 500 g voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
317-280	Handschoenen 317-280 (katoen, 1 paar)
337-090-200	Houten gewichtsetui 337-090-200 (voor nominale waarden 500 g voor klassen F2 + M1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
347-090-400	Plastic gewichtsetui 347-090-400 (voor nominale waarden 500 g voor klassen F1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-639	DAkS Kalibratiecertificaat 962-639
962-639R	DAkS-rekalibratie 962-639R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen