

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 347-09

Peso individual, Classe OIML M1, 500 g, Botão, aço inox virado fino

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
315-245	Pinça 315-245 (aço inox 250 mm)
317-090-600	Caixa de peso em alumínio 317-090-600 (para valores nominais 500 g para classes E1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)
317-280	Luvas 317-280 (algodão, 1 par)
337-090-200	Caixa de peso de madeira 337-090-200 (para valores nominais 500 g para classes F2 + M1 para forma de construção Botão/compacto)
347-090-400	Caixa plástica de peso 347-090-400 (para valores nominais 500 g para classes F1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-350	Marcação por gravura a laser (marcação individual) KERN 920-350
920-351	Marcação dos pesos de ensaio (último dígito do número de série) KERN 920-351
962-639	Certificado de calibração DAKKS 962-639
962-639R	Recalibração DAKKS 962-639R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis