

KERN 347-09

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 500 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid



Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	38×38×66 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-090-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-090-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-090-200

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm ³)	62,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,7813
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	140
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	4000
Testgewicht - nominale waarde	500 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	25 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	38×66 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-639
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-639