

KERN 347-09

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 500 g, Botão, aço inox virado fino



Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	38×38×66 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,5 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-090-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-090-600
Estojo - madeira Número do artigo	337-090-200

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - volume (cm ³)	62,5
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,7813
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	4000
Peso de teste - valor nominal	500 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	25 mg

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	38×66 mm
Material	aço inox virado fino

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-639
Número do artigo para calibração DAkks	962-639