

KERN 347-11

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 1 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	347

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - volumen (cm ³)	125
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	1,5625
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	7950
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	140
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2600
Peso de control - valor nominal	1 kg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	M1
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	50 mg

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	48×80 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-641
Número de artículo para calibración DAkKS	962-641

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	48×48×80 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envío	1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-110-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-110-600
Maletín - Número de artículo de madera	337-110-200

Pictogramas

STANDARD

