

# KERN 347-11

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid



## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×80 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

## Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-110-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-110-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-110-200

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	125
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	1,5625
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	140
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600
Testgewicht - nominale waarde	1 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	50 mg

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	48×80 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-641
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-641