

# KERN 347-110-400

**KERN**

Astuccio di plastica per pesi individuali (Bottone/compact, 1 kg)



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Astuccio di plastica

## Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	F1 - M3
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 kg
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

## Design

Dimensioni (Ø×A)	61×94 mm
Materiale	plastica
Valigia - Peso minimo possibile	1 kg
Caso - Peso massimo possibile	1 kg

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	61×61×94 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Pittogrammi

STANDARD

