

Productbrochure

07.08.2026

KERN 347-12

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 2 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-245	Pincet 315-245 (edelstaal 250 mm)
317-120-600	Aluminium gewichtsetui 317-120-600 (voor nominale waarden 2 kg voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
317-280	Handschoenen 317-280 (katoen, 1 paar)
337-120-200	Houten gewichtsetui 337-120-200 (voor nominale waarden 2 kg voor klassen F2 + M1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
347-120-400	Plastic gewichtsetui 347-120-400 (voor nominale waarden 2 kg voor klassen F1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-642	DAkS Kalibratiecertificaat 962-642
962-642R	DAkS-rekalibratie 962-642R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen