

KERN 347-13

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 5 kg, Botão, aço inox virado fino



Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição	
Peso de teste - valor nominal	5 kg
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	7,8125
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - volume (cm ³)	625
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	250 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140

Desenho	
Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	80×147 mm
Material	aço inox virado fino
Tipo de ajuste	Câmara de ajuste - Selo

Serviços	
Número do artigo para calibração DAkks	962-643

Embalagem e expedição	
Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	80×80×147 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envio	5 kg

Casos opcionais	
Estojo - plástico Número do artigo	347-130-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-130-600
Estojo - madeira Número do artigo	337-130-200

Informações sobre o produto	
GTIN/Número EAN	4045761008878
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

