

# KERN 347-131

**KERN**

Peso individual, Classe OIML M1, 5 kg, Peso de controlo, aço inox virado fino



## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	137×137×132 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	10 kg

## Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 337-131-200

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

## Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	1250
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	15,625
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	140
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8730
Peso de teste - valor nominal	5 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	250 mg

## Desenho

Forma de construção peso	Peso de controlo
Dimensões (Ø×A)	136×132 mm
Material	aço inox virado fino

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-643
--	---------