

Brochure produit

07.08.2026

KERN 347-14

Poids individuel, Classe OIML M1, 10 kg, Bouton, inox finement tourné

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
317-140-600	Étui de poid en aluminium 317-140-600 (pour les valeurs nominales 10 kg pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-280	Gants 317-280 (coton, 1 paire)
317-290	Gants 317-290 (cuir, coton, 1 paire)
337-140-200	Étui de poids en bois 337-140-200 (pour les valeurs nominales 10 kg pour les classes F2 + M1 pour la forme de poids Bouton/compact)
347-140-400	Étui de poids en plastique 347-140-400 (pour les valeurs nominales 10 kg pour les classes F1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
962-644	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-644
962-644R	Réétalonnage DAkkS 962-644R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables