

Brochure produit

07.08.2026

KERN 347-141

Poids individuel, Classe OIML M1, 10 kg, Poids de contrôle, inox finement tourné

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- empilable

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
317-290	Gants 317-290 (cuir, coton, 1 paire)
337-141-200	Étui de poids en bois 337-141-200 (pour les valeurs nominales 10 kg pour les classes F2 + M1 pour la forme de poids Contrôler le poids)

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
962-644	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-644
962-644R	Réétalonnage DAkkS 962-644R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables