

Folleto del producto

07.08.2026

KERN 347-151

Pesas individuales, Clase OIML M1, 20 kg, Peso de control, acero inoxidable finamente torneado

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTERÍSTICAS

- apilable

PICTOGRAMAS

Estándar

Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
317-290	Guantes 317-290 (cuero, algodón, 1 par)
337-151-200	Estuche para pesa de madera 337-151-200 (para valores nominales 20 kg para clases F2 + M1 para forma constructiva Controla el peso)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-350	Marca por grabado láser (marcado individual) KERN 920-350
920-351	Marca de las pesas de control (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-351
962-645	Certificado de calibración DAkkS 962-645
962-645R	Recalibración DAkkS 962-645R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables