

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 347-151

Peso individual, Classe OIML M1, 20 kg, Peso de controlo, aço inox virado fino

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTERÍSTICAS

- empilhável

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
317-290	Luvas 317-290 (couro, algodão, 1 par)
337-151-200	Caixa de peso de madeira 337-151-200 (para valores nominais 20 kg para classes F2 + M1 para forma de construção Peso de controle)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-350	Marcação por gravura a laser (marcação individual) KERN 920-350
920-351	Marcação dos pesos de ensaio (último dígito do número de série) KERN 920-351
962-645	Certificado de calibração DAKKS 962-645
962-645R	Recalibração DAKKS 962-645R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis