

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 347-161

Peso singolo, classe OIML M1, 50 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile tornito fine

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- impilabile

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
317-290	Guanti 317-290 (pelle, cotone, 1 paio)
337-161-200	Astuccio per peso in legno 337-161-200 (per valori nominali 50 kg per classi F2 + M1 per formato Peso di controllo)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350
920-351	Marcatura dei pesi di prova (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-351
962-646	Certificato di calibrazione DAkkS 962-646
962-646R	Ricalibrazione DAkkS 962-646R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Spedizione pallet tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di due giorni



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi