

KERN 347-161

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 50 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Peso netto ca.	50 kg
Peso lordo ca.	50 kg
Peso di spedizione	50 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-646
---	---------

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	50 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	6250
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	78,125
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	2,5 g
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8730
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Peso di controllo
Dimensioni (Ø×A)	198×249,5 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	198×198×249 mm
Peso netto	50 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere