

KERN 347-445-100-N00

Asta di supporto (Newton), 10 cN, alluminio

KERN



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Asta di supporto (Newton)
Famiglia di prodotti	347-N

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale (N)	10 cN
--	-------

Design

Struttura peso	Asta di supporto (Tipo A)
Materiale	alluminio
Peso massimo totale (Newton)	2 N
Peso massimo individuale (Newton)	1 N
Dimensioni (Ø×A)	13×113,5 mm

Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	13×13×114 mm
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg