

# KERN 347-445-100

**KERN**

Vara de apoio, Classe OIML M1, 10 g, alumínio



Dimensões da embalagem (L×P×A) 13×13×114 mm

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 0,05 kg

Peso bruto aprox. 0,05 kg

Peso de envio 0,1 kg

## Pictogramas

## STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Vara de apoio
Família de produto	347

## Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	1,1905
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,0241
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	8400
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	170
Peso de teste - valor nominal	10 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	2 mg

## Desenho

Forma de construção peso	Vara de apoio (Tipo A)
Dimensões (Ø×A)	13×113,5 mm
Material	alumínio
Peso total máximo	0,2 kg
Peso individual máximo	0,1 kg

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-634
--	---------

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
------------------------	-----