

KERN 347-5 15-400

KERN

Estuche de plástico para pesos individuais (Botão/compacto, 500 g - 1 kg)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estuche de plástico

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	M1 - M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	500 g - 1 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (Ø×A)	80×600 mm
Material	plásticos
Estojo - Peso mais pequeno possível	500 g
Estojo - Maior peso possível	1 kg

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	80×80×600 mm
Peso líquido	0,02 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,8 kg

Pictogramas

STANDARD

