


KERN 353-420-210

KERN

Tampa do estojo para pesos de microgramas



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Acessórios de pesos de aferição metrológica
Grupo de produto	Tampa da estuche
Família de produto	353

Sistema de medição

Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 500 mg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Material	metal, pintado
----------	----------------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,05 kg

Pictogramas