

KERN 353-430-200

KERN

Cofanetto in legno per pesiere (Bottone/compact, 1 mg - 100 g)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	F2 + M1 + M2
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 mg - 100 g
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Dimensioni (L×P×A)	151×91×49 mm
Materiale	faggio
Valigia - Peso minimo possibile	1 mg
Caso - Peso massimo possibile	100 g

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	151×91×49 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,25 kg
Peso di spedizione	0,25 kg

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY