

# KERN 353-430-200

**KERN**

Estojo de madeira para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 mg - 100 g)



Classificação REACH

sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	F2 + M1 + M2
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 100 g

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	151×91×49 mm
Material	faia
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 mg
Estojo - Maior peso possível	100 g

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	151×91×49 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	0,25 kg
Peso de envio	0,25 kg

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761010642
Número de mercadoria	84239090