

# KERN 353-440-200

**KERN**

Estojo de madeira para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 mg - 200 g)



## Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	F2 + M1 + M2
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 200 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	160×98×58 mm
Material	faia
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 mg
Estojo - Maior peso possível	200 g

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	160×98×58 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,30 kg
Peso de envio	0,29 kg