

KERN 353-460-200

KERN

Étui en bois pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 mg - 1 kg)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	F2 + M1 + M2
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 1 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	230×180×112 mm
Matériau	hêtre
Étui - Plus petit poids possible	1 mg
Étui - Poids le plus élevé possible	1 kg

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×180×112 mm
Poids net	2 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,0 kg
Poids brut env.	2,6 kg
Poids d'expédition	2,5 kg

Pictogrammes

STANDARD

