

KERN 353-460-200

KERN

Estojo de madeira para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 mg - 1 kg)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	F2 + M1 + M2
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 1 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	230×180×112 mm
Material	faia
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 mg
Estojo - Maior peso possível	1 kg

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×180×112 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envio	2,5 kg

Pictogramas

STANDARD

