

# KERN 354-02

**KERN**

Kit di pesi, M2, 1 g - 50 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in una cassa di legno



Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M2
Famiglia di prodotti	354

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 50 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M2

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	129×86×40 mm
Numero di pesi	8
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	129×86×40 mm
Peso netto	0,26 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,30 kg
Peso di spedizione	0,26 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-615
---	---------