

# KERN 354-026

# KERN

Gewichtssatz, M2, 1 g - 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 314-020-600

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	354

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	165×120×75 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-615
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×120×75 mm
Nettogewicht	0,55 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg