

KERN 354-026

KERN

Conjunto de pesos, M2, 1 g - 50 g, Botão, aço inox virado fino, em caixa de alumínio



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M2
Família de produto	354

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 50 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M2

Desenho

Dimensões (L×P×A)	165×120×75 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-615
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×120×75 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,55 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envio	0,8 kg

Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo	314-020-600
------------------------------------	-------------