

Productbrochure

08.08.2026

KERN 354-03

Gewichtenset, M2, 1 g - 100 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
353-430-200	Houten gewichtsetui 353-430-200 (voor nominale waarden 1 mg - 100 g voor klassen F2 + M1 + M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-711	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-711
962-616	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-616
962-616R	DAkKS-rekalibratie 962-616R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen