

KERN 354-03

KERN

Gewichtssatz, M2, 1 g - 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 353-430-200

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	354

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	151×91×49 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)
Anzahl Gewichte	9
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-616
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	151×91×49 mm
Nettogewicht	0,51 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Bruttogewicht ca.	0,55 kg
Versandgewicht	0,51 kg