

KERN 354-03

KERN

Gewichtenset, M2, 1 g - 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 353-430-200

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	354

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M2

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	151×91×49 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Aantal gewichten	9
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-616
-------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	151×91×49 mm
Nettogewicht	0,51 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Brutogewicht ca.	0,55 kg
Verzendgewicht	0,51 kg