

KERN 354-036

KERN

Gewichtenset, M2, 1 g - 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-030-600

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	354

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M2

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	165×125×75 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-616
------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×125×75 mm
Nettogewicht	0,65 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg