

# KERN 354-04

**KERN**

Gewichtenset, M2, 1 g - 200 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



## Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 353-440-200

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	354

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 200 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M2

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	160×98×58 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Aantal gewichten	11
Etui van gewichtenset	in een houten kist

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-617
-------------------------------------	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	160×98×58 mm
Nettogewicht	1,04 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,04 kg