

KERN 354-046

KERN

Gewichtssatz, M2, 1 g - 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 314-040-600

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	354

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	190×130×80 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-617
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×130×80 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,1 kg