

# KERN 354-056

**KERN**

Gewichtssatz, M2, 1 g - 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 314-050-600

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Marke            | KERN         |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe    | OIML M2      |
| Produktfamilie   | 354          |

## Messsystem

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 g - 500 g |
| OIML-konform           | ✓           |
| Gewicht OIML-Klasse    | M2          |

## Bauform

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Abmessungen (B×T×H)     | 210×140×98 mm         |
| Bauform Gewicht         | Knopf                 |
| Material                | Edelstahl feingedreht |
| Etui des Gewichtssatzes | im Aluminiumetui      |

## Dienstleistungen

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-618 |
|--------------------------------------|---------|

## Verpackung & Versand

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit                     | 1 d           |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 210×140×98 mm |
| Nettogewicht                   | 1,6 kg        |
| Versandart                     | Paketdienst   |
| Nettogewicht ca.               | 1,6 kg        |
| Bruttogewicht ca.              | 2,0 kg        |
| Versandgewicht                 | 2 kg          |