

KERN 354-056

KERN

Kit di pesi, M2, 1 g - 500 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in valigetta di alluminio



Casi facoltativi

Caso - Alluminio Codice articolo 314-050-600

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M2
Famiglia di prodotti	354

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 500 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M2

Design

Dimensioni (L×P×A)	210×140×98 mm
Struttura peso	Pulsante
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-618
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	210×140×98 mm
Peso netto	1,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,6 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2 kg