

# KERN 354-06

**KERN**

Gewichtssatz, M2, 1 g - 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



## Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 353-460-200

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	354

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	230×180×112 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)
Anzahl Gewichte	13
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-619
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×112 mm
Nettogewicht	4,21 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Bruttogewicht ca.	4,4 kg
Versandgewicht	4,21 kg