

KERN 354-06

KERN

Gewichtenset, M2, 1 g - 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 353-460-200

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	354

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 1 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M2

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	230×180×112 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Aantal gewichten	13
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-619
-------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×180×112 mm
Nettogewicht	4,21 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
Verzendgewicht	4,21 kg