

KERN 354-066

KERN

Gewichtssatz, M2, 1 g - 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 314-060-600

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|--------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe | OIML M2 |
| Produktfamilie | 354 |

Messsystem

| | |
|------------------------|------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 g - 1 kg |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | M2 |

Bauform

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 230×140×110 mm |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Etui des Gewichtssatzes | im Aluminiumetui |

Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-619 |
|--------------------------------------|---------|

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 230×140×110 mm |
| Nettogewicht | 2,7 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |
| Bruttogewicht ca. | 3,6 kg |
| Versandgewicht | 3,5 kg |