

KERN 354-07

KERN

Gewichtssatz, M2, 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 353-470-200

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	354

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	305×180×140 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)
Anzahl Gewichte	15
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-620
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	305×180×140 mm
Nettogewicht	9,01 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	9,01 kg