

KERN 354-07

KERN

Gewichtenset, M2, 1 g - 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 353-470-200

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	354

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 2 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M2

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	305×180×140 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Aantal gewichten	15
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-620
-------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	305×180×140 mm
Nettogewicht	9,01 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	9,01 kg