

# KERN 354-086

# KERN

Kit di pesi, M2, 1 g - 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in valigetta di alluminio



## Pittogrammi

STANDARD



### Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M2
Famiglia di prodotti	354

### Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 5 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M2

### Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	460×260×200 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine

### Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	460×260×200 mm
Peso netto	12,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	13 kg
Peso lordo ca.	18 kg
Peso di spedizione	18 kg

### Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-621
---	---------