

# KERN 354-086

**KERN**

Gewichtenset, M2, 1 g - 5 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



## Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-080-600

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	354

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 5 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M2

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	460×260×200 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-621
------------------------------------	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	460×260×200 mm
Nettogewicht	12,6 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	18 kg