

Productbrochure

08.08.2026

KERN 354-096

Gewichtenset, M2, 1 g - 10 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
314-090-600	Aluminium gewichtsetui 314-090-600 (voor nominale waarden 1 g - 10 kg voor klassen E1 - M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-717	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-717
962-622	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-622
962-622R	DAkKS-rekalibratie 962-622R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen