

KERN 354-096

KERN

Conjunto de pesos, M2, 1 g - 10 kg, Botão, aço inox virado fino, em caixa de alumínio



Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 314-090-600

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M2
Família de produto	354

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 10 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M2

Desenho

Dimensões (L×P×A)	610×260×235 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-622
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	610×260×235 mm
Peso líquido	23,9 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	24 kg
Peso bruto aprox.	28 kg
Peso de envio	28 kg