

# KERN 354-420-200

**KERN**

Estojo de madeira para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 g - 50 g)



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	F2 + M1 + M2 + M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 g - 50 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	121×53×40 mm
Material	faia
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 g
Estojo - Maior peso possível	50 g

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	120×50×40 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,15 kg
Peso de envio	0,15 kg

## Pictogramas

STANDARD

