

KERN 354-430-200

KERN

Estojo de madeira para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 g - 100 g)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	F2 + M1 + M2 + M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 g - 100 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	154×61×47 mm
Material	faia
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 g
Estojo - Maior peso possível	100 g

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	155×60×45 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,30 kg
Peso de envio	0,3 kg

Pictogramas

STANDARD

