

# KERN 362-96

**KERN**

Jeu de poids, M3, 1 g - 1 kg, acier inox (1 g - 50 g) et fonte laquée ( $\geq 100$  g), bouton ( $\leq 50$  g,  $\geq 500$  g) et cylindre (100 g, 200 g), dans un bloc de bois



## Étuis optionnels

Étui - bois Numéro d'article 362-960-300

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761011823

Numéro de marchandise 84239090

Classification REACH pas de substances interdites

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M3
Famille de produits	362

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 1 kg
Poids de contrôle OIML classe	M3
Évaluation de la conformité possible	no
OIML-conforme	✓

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	260×95×50 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	fonte laqué
Nombre de poids	13
Étui du jeu de poids	dans un bloc de bois

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	962-619
--	---------

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	260×95×50 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	2,8 kg
Poids d'expédition	2,75 kg